



JOFEL Lozione detergente antisettica

✓ **Mercati di riferimento:**
lavorazione alimentare, cucine e ristorazione industriale

- Ampio spettro d'azione
- Dermatologicamente testato
- Inodore e incolore
- Arricchito con glicerina
- Conforme al regolamento 528/2012



INFORMAZIONI TECNICHE

Principi attivi

- Digluconato di clorexidina CAS n° 18472-51-0 (0,1% m/m).
- Cloruro di didecildimetilammonio CAS 7173-51-5 (0,85% m/m).

Caratteristiche

Aspetto: liquido cremoso traslucido.
Fragranza: assente.
Colore: incolore.
pH: 6,0 – 8,0.

Innocuità

- Dermatologicamente testato (non irritante).
- Progettato per lavaggi frequenti.
- È clinicamente dimostrato che aiuta a mantenere la pelle sana.

Conservazione

- Il prodotto si conserva per 24 mesi nella confezione originale in condizioni di conservazione normali.
- Proteggere dal gelo, conservare a una temperatura compresa tra 5 e 35 °C.

Istruzioni per l'uso

- Sciacquare le mani sotto l'acqua.
- Versare una dose di prodotto sul palmo della mano.
- Insaponare le mani, gli spazi interdigitali e il contorno delle unghie per almeno 30 secondi.
- Lavarsi accuratamente le mani, quindi asciugarle con un asciugamano monouso.

Normativa

- Prodotto biocida TP1.
- Per uso strettamente professionale.

Ambiente

- Rispetta i requisiti rigorosi relativi alle sostanze nocive.
- Riduzione dei rifiuti da imballaggio.

Precauzioni d'uso

- Non ingerire. Non mescolare con altri prodotti.
- Usare i biocidi con cautela.
- Leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.
- L'imballaggio deve essere smaltito come rifiuto pericoloso, oppure come rifiuto non pericoloso se risciacquato, sotto la sola responsabilità del detentore dei rifiuti.
- Non disperdere il prodotto puro nell'ambiente.
- Non riutilizzare gli imballaggi vuoti.
- Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.
- In caso di emergenza, contattare il centro antiveneni più vicino.

JOFEL Lozione detergente antiseptica

PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE

Efficace su	Standard	Tempo di contatto
Batteri	EN 1276* (versione agosto 2019) EN 1499 (versione 2013), + efficace contro l'Escherichia coli K12	60s 30s 30s
Lievito	EN 1650* (versione agosto 2019), efficace contro la Candida albicans	60s
Virus	EN 14476* (versione luglio 2019), efficace contro il vaccinia virus. Spettro di attività che copre i virus con involucro, tra cui: Ortopoxvirus (compreso il virus responsabile del vaiolo delle scimmie), Herpes, Influen- za A (H1N1), Epatite B, Epatite C, HIV...	60s

*Standard raggiunti in condizioni di sporco / Standards achieved in dirty conditions

TRATTAMENTO	SISTEMA DI DISTRIBUZIONE	CODICE PRODOTTO
AITANA 1000 ml x 6 Ricarica	AITANA MIX Dispenser (manuale)	AT54906F
TIMELESS 1000 ml x 6 Ricarica	TIMELESS Dispenser (manuale)	AT20906F
OPTICAL 1000 ml x 6 Ricarica	AITANA OPTICAL Dispenser (automatico)	AT18906F
OPTICAL 1000 ml x 6 Ricarica	TIMELESS OPTICAL Dispenser (automatico)	AT18906F

DIMENSIONI PALLET



Gamma
80cm x 120 cm x 170cm



Totale
78 scatole